

INNOWACYJNE I EKONOMICZNE MYCIE RĄK

Manisoft® foam

Manisoft® foam jest wysokiej jakości preparatem myjącym w postaci pianki. To ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych preparatów myjących w płynie.

Innowacyjna formuła Manisoft® foam zapewnia niewielkie zużycie produktu i pozwala na zaoszczędzenie do 60% ilości tradycyjnego produktu w płynie. Specjalnie dobrane nowoczesne środki powierzchniowo-czynne zapewniają użytkownikowi dokładne i delikatne mycie.

- ▲ wydajny
- ▲ oszczędny
- ▲ łagodny dla skóry
- ▲ przyjazny dla środowiska



Manisoft® foam

Dlaczego Manisoft foam?

Manisoft® foam jest przyjazną dla skóry pianką myjącą o przyjemnym zapachu. Dobór innowacyjnych i przyjaznych dla skóry składników (formuła APG - alkilopoliglikozydu) jest idealny dla personelu medycznego i zalecany szczególnie dla osób o wrażliwej skórze i często myjących ręce. Unikalna postać kremowej i gęstej pianki Manisoft® foam pozwala na lepsze pokrycie skóry. Gwarantuje minimalne zużycie przy maksymalnych rezultatach mycia. Produkt o delikatnym zapachu, przetestowany dermatologicznie o neutralnej dla skóry wartości pH.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

- ▲ Mniejsze zużycie wody potrzebnej do aplikacji, mniejsze koszty magazynowania (mniej opakowań)
- ▲ Zwiększona wydajność o 60% w porównaniu do klasycznych, płynnych preparatów myjących - mniejsze zużycie produktu pozwala zaoszczędzić wydatki przeznaczone na higienę
- ▲ Preparat przyjazny dla skóry - przeznaczony dla wszystkich rodzajów skóry, łącznie ze skórą wrażliwą
- ▲ Łatwo biodegradowalny dzięki unikalnemu połączeniu naturalnych surowców takich jak skrobia i tłuszcze naturalne
- ▲ Możliwość stosowania przez osoby często myjące ręce czy też z wrażliwą skórą
- ▲ Bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego
- ▲ Pianka zapewnia szczególnie wygodną aplikację
- ▲ Przyjemny zapach zwiększa walory użytkowe
- ▲ Potwierdzone bezpieczeństwo użytkowania

W CELU ŁATWEGO I HIGIENICZNEGO DOZOWANIA ZALECAMY STOSOWANIE DOZOWNIKA

Dermados foam

10097150



Możliwość adaptacji dozownika Dermados na dozownik pianowy poprzez wymianę pompki:



Dozowanie prosto z butelki możliwe również za pomocą nakręcanej pompki:



**WYSOCE
WYDAJNY!**
400 ml Manisoft® foam
= 1000 ml mydła
w płynie

INNOWACYJNE I EKONOMICZNE MYCIE RĄK

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Codziennie mycie rąk, higieniczne i chirurgiczne mycie rąk, delikatne mycie ciała i włosów. Odpowiedni dla wrażliwej skóry, dla personelu medycznego i pacjentów w szpitalach, w klinikach medycznych i stomatologicznych, w domach opieki w centrach rehabilitacyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat Manisoft® foam nanieść za pomocą pompki do piany na wilgotne ręce i delikatnie rozprowadzić. Splukać wodą lub zetrzeć wilgotną ściereczką.

SKŁAD WG INCI

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, PEG-7-Glyceryl Cocoate, Lauryl Glucoside, Laureth-2, Sodium Benzoate, Parfum.

EUROPEJSKA NOTYFIKACJA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

CPNP Ref.: 1277614 (Manisoft foam)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

| JEDNOSTKOWE | HANDLOWE | SYMBOL |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Manisoft® foam Butelka 400 ml | 24 szt. | 3039520 |
| Pompka do Dermados® foam | 10 szt. | 10017775 |
| Pompka spieniąca do butelki 400 ml | 24 szt. | 10109978 |